

AMEのホットプレートは新しい加熱技術 NanoHeat® により高性能と省エネを実現した世界クラスのテクノロジーです。

他の装置への電磁波干渉も全くありませんので、医療現場でもご使用いただけます。

プレートは使用する器具の材質に制限がなく、金属・ガラス・セラミック器具にも適用可能な画期的な技術です。

NanoHeat®は数々の賞を獲得しており、香港では70以上の教育機関で使用されています。



NanoHeat®技術を搭載したホットプレート



主な特長

- ・高性能、高速かつ高効率な加熱。
- ・操作モードはプレートの加温(100℃、200℃、300℃)と保温(40～80℃でコントロール可能)のシンプルな操作。
- ・外部温度センサーの使用で、保温モードで±1℃の高性能な温度制御、1℃単位での設定が可能。
- ・外部温度センサーの使用で、0.5℃単位の表示が可能。
- ・0～180分まで設定できるタイマー機能付き。
- ・ロック機能を使用すると、間違ったキーを押しても問題ありません。
- ・プレート表面が、ガラスセラミック製でお手入れが簡単です。
- ・スリム、軽量で持ち運びが簡単な形状です。

商品名	ホットプレート
型番	HTL-901EX
最高温度	最大300℃
設定可能温度	100℃、200℃、300℃、40～80℃の範囲は1℃単位(外部温度センサー使用時)
操作モード	加熱モード3段階(100, 200, 300℃)、保温モード、タイマーモード、ロックモード
プレートサイズ	141 x 141 mm
プレート材質	ガラスセラミック
本体寸法	200(W) x 230(D) x 30(H) mm
本体重量	1.15 kg
本体材質	アルミニウムダイキャスト
電源	100-120V 50/60Hz
定価	¥50,000
付属品	ホットプレート本体、外部温度センサー、電源ケーブル、取扱説明書

シンプル操作のマグネチックスターラー



商品名	マグネチックスターラー
型番	HMS-901
速度	0~1,250rpm
速度調節	アナログノブ
駆動方式	NDサーボモーター
プレートサイズ	150 x 136 mm
プレート材質	プラスチック(高温耐性)
本体寸法	200(W) x 268(D) x 85(H) mm
本体重量	3.2 kg
本体材質	アルミニウムダイキャスト
電源	100-120V 50/60Hz
定価	¥18,000
付属品	マグネチックスターラー本体、電源ケーブル、取扱説明書



ホットプレート(HTL-901EX)とスターラー(HMS-901)の組み合わせが可能。

ホットスターラーとしてご使用いただけます。

輸入・販売元

NIKKO HANSEN & CO.,LTD.

ニッコー・ハンセン株式会社

ハンセン事業部

〒530-0043 大阪市北区天満4-15-5

TEL:06-4801-7751 FAX:06-6358-5580

<http://www.nikko-hansen.jp>

お問い合わせ先